



●●● サポート付メッシュトレイ



| 型名     | 品名           | 寸法(mm)        |
|--------|--------------|---------------|
| AB-421 | サポート付メッシュトレイ | L420×W210×H25 |

※ワークに合わせた形状にて設置可能です。  
 ※洗浄によるワークの飛散防止に役立ちます。  
 ※マイクロ機材を確実に固定します。  
 ※メッシュ粗さ：5mm

●●● バスケット



| 型名     | 品名         | 寸法(mm)        |
|--------|------------|---------------|
| AB-420 | メッシュバスケット  | L420×W210×H50 |
| AB-300 | メッシュバスケットB | L300×W230×H50 |
| AB-265 | メッシュバスケットC | L265×W120×H50 |

※各種器具の洗浄用バスケット  
 ※AB420(標準サイズ)各段2枚ずつ設置可能です(合計4枚)  
 ※メッシュ粗さ：5mm

●●● メッシュトレイ



| 型名     | 品名       | 寸法(mm)        |
|--------|----------|---------------|
| AT-275 | メッシュトレイA | L275×W175×H35 |
| AT-220 | メッシュトレイB | L220×W140×H50 |
| AT-200 | メッシュトレイC | L200×W100×H50 |
| AT-080 | メッシュトレイD | L80×W80×H40   |

※樹脂部品や細かい医療器具の洗浄に適しています。  
 ※蓋付により器具の飛散防止に役立ちます。  
 ※メッシュ粗さ：1.6mm


●●● 特殊スタンド



ハンドインスツルメント用スタンド  
**インスツルメントスタンド AS-204**  
 寸法(mm)：L204×W184×H125



鉗子など7本セット可能  
**鉗子スタンド AS-186**  
 寸法(mm)：L186×W100×H120



トレイ4枚をセット可能  
**トレースタンド AS-400**  
 寸法(mm)：L400×W190×H130

## 専用キャビネット



設置例となります。  
※ご希望によりカスタム対応可能です。  
寸法(mm) : L4200×W700×H900

## 専用架台



架台上部にAW-150を設置し、  
架台内部に洗浄剤等を収納出来ます。  
寸法(mm) : L578×W593×H487



(設置例) 専用架台とAW-150のSET  
※身体への負担をかけずに、  
被洗浄物の出し入れが行えます。  
寸法(mm) : L580×W600×H1265

## 専用洗浄剤



AW-150専用アルカリ洗浄剤  
**BSウォッシュアルカリ AC-100**  
容量 : 2ℓ  
※器具に付着した脂質や  
頑固な汚れを強力除去



AW-150専用酵素系洗浄剤  
**BSウォッシュ酵素 AC-200**  
容量 : 2ℓ  
※器具に付着した血液・体液など  
のタンパク汚れを強力除去



AW-150専用防錆乾燥促進剤  
**BSコート AC-300**  
容量 : 2ℓ  
※乾燥時間を短縮し器具の  
サビを防止



AW-150専用槽内洗浄剤  
**BSクリーナー AC-400**  
容量 : 500g  
※槽内に付着した汚れを除去し  
初期性能を保持

## 洗浄評価



洗浄プロセスインジケータ  
**グリーンチェック&ホルダー  
AI-101/AI-102**  
数量 : 150枚/ボトル

## その他の周辺機器



洗浄履歴の印刷用プリンター  
**プリンター PF-100**  
※装置オプションの印刷機能



洗浄履歴の  
保存用メモリーカード  
**SDカード SD-100**

## オプションパック (スターターキット)

【パック内容】  
BSウォッシュ アルカリ AC-100 4本  
もしくは  
BSウォッシュ 酵素 AC-200 4本  
BSコート AC-300 4本  
BSクリーナー AC-400 1本  
メッシュバスケット AB-420 4個  
SDカード SD-100 1個



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社 : 〒387-0018 長野県千曲市大字新田124  
TEL : 026-273-1800 FAX : 026-272-5723  
●お問合せ : 営業部 TEL : 026-214-1802  
<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店

